



# bilser elit®



1980'den bugüne, binlerce referans...

## CERRAHI ASPİRATÖR

**MODEL : BA-6**

ÜTS NO :8698990231027

**MODEL : BA-10**

ÜTS NO :8698990231300



CE

ISO 13485:2012



TSE 12426-HYY



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

### Aksesuarlar

- \*Aspirasyon Hortumu
- \*Bakteri Filtresi

Bilser elit Marka Cerrahi Aspiratör Cihazları, İmalat ve Montaj Hatalarına Karşı 2 yıl Garantilidir.  
Garanti Bitiminin Ardından 10 Yıl Süreyle Ücreti Mukabili Yedek Parça ve Servis Garantisine Sahiptir.

Bilser elit Marka Cerrahi Aspiratörler,  
cerrahi müdahaleler ile aspiratör gerektirecek tüm işlemlerde kullanılmak üzere  
dizayn edilmiştir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cihazlar 2 adet atık toplama kavanozuna sahiptir. BA-6 Model cihazlarda atık toplama kavanozu 2x3 lt, BA-10 Model cihazlarda 2x5 lt kapasiteye sahiptir. Kavanozlar rahatlıkla görülebilecek şekilde kademeli olarak derecelendirilmiştir, derecelendirme için etiket veya boya kullanılmamıştır.
- Cihazın kavanozu cam malzemeden mamul olup otoklav ve etilen oksit ile sterilizasyona dayanıklıdır. Kavanozlar cihaz gövdesi üzerine kolaylıkla takılıp çıkartılabilmektedir.
- Cihazın kavanoz kapaklarında taşmaları ve toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen emniyet/şamandıra sistemi vardır.
- Cihaz üzerinde bakteri tutucu filtresi vardır. Şeffaf yuva içindeki filtre dışarıdan izlenebilmekte, kolaylıkla takılıp çıkartılabilmekte ve gerektiğinde kolaylıkla yenisi ile değiştirilebilmektedir.
- Cihazın kontrol panelinde; açma-kapama düğmesi, cihazın çalışır durumda olduğunu gösteren sinyal lambası, 0-760 mmHg skalalı vakummetre, vakum ayar düğmesi ve sağ-sol kavanoz seçim kolu vardır.
- Cihaz üzerinde bulunan sağ-sol kavanoz seçim kolu ile kavanozlar arasında geçiş yapılabilmekte, istenilen kavanoz ile çalışılabilmekte, kavanozlardan birisi dolduğunda diğerine geçilebilmekte ve kavanozlardan birisi boşaltılırken diğeriyile çalışmaya devam edilebilmektedir.
- Cihaz; yağlama ve bakıma ihtiyaç duymayan, uzun süre kullanımı sağlayacak dayanıma sahip, min.60 lt/dk emiş gücü sağlayan, kuru tip vakum pompasına sahiptir.
- Cihazın vakum gücü, hava kaçak sistemi ile çalışan vakum ayar düğmesi ile kolaylıkla ve kademesiz olarak ayarlanabilmekte, istenilen seviyede sabitlenebilmekte ve operasyon sırasında hangi vakum değerinde çalışıldığı vakum saatiden izlenebilmektedir.
- Cihaz üretiminde kullanım gayesine uygun olacak şekilde birinci sınıf işçilik ve malzeme kullanılmıştır. Cihaz ana gövdesi ve standı, metal malzemeden imal edilmiştir, korozyona karşı korumalıdır ve birinci sınıf epoksi polyster elektrostatik toz fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihaz mobildir, kullanım kolaylığı açısından heryöne hareket etmesini ve kolayca taşınabilmesini sağlayan, antistatik özellikte, 2 tanesi frenli 4 adet tekerleği ve üzerinde taşıma kulpu bulunmaktadır.
- Cihazın besleme kablosu yeterli uzunluğa sahiptir ve cihaz üzerine ya da cihazın arkasında yer alan askı aparatına sarılarak muhafaza edilebilmektedir.
- Cihaz 220-230 V 50 Hz şehir şebeke cıreyanı ile çalışmakta ve şebeke gerilimindeki olası değişimleri  $\pm\%10$  V kompanse edebilmektedir. Ayrıca cihaz üzerin, gerektiğinde dışarıdan kolaylıkla değiştirilebilen ana devre emniyet sigortası vardır.
- Cihazın arkasında teknik detaylar, seri no, üretim yılı gibi bilgileri içeren bir etiket yer almaktadır.